

# FUJIFILM

PROCESSADORA A SECO FUJIFILM

# DRYPIX

## Lite (Modelo : DRYPIX 2000)

Desempenho marcante, eficiência notável e qualidade superior que satisfaz suas necessidades no diagnóstico médico.



- *Um Novo Conceito de Impressora a Seco de Mesa*
- *Suporta múltiplos tamanhos de filmes*
- *Expansível até duas magazines*



# Especificações da Processadora Fuji Médica DRYPIX Lite

## Especificações Básicas

Componente Padrão:	Fuji Medical Dry Imager DRYPIX Lite (Model: DRYPIX 2000)
Método de Gravação	A cabeça térmica transfere o calor enquanto está em contato com o filme térmico
Filme Aplicável	Fuji Medical Dry Film DI-HT 35 x 43 (14 x 17), 26 x 36, 25 x 30, (10 x 12), 20 x 25 (8 x 10)
Carregamento de filmes	Carregamento de filme à luz do dia
Magazines	Até duas magazines
Capacidade de processamento	Aprox. 50 folhas/hora 35 x 43 (14 x 17), Aprox. 75 folhas/hora 26 x 36 Aprox. 65 folhas/hora 25 x 30 (10 x 12), Aprox. 90 folhas/hora 20 x 25 (8 x 10)
Tamanho do Pixel	84.7µm (300dpi)
Gradação	12 bits
Memória	1 GB
Ajuste de densidade	Automático
Canal de entrada	Rede DICOM x 1 canal somente

## Características Básicas

Dimensões externas	530 x 590 x 365mm (21 x 23 x 14") com magazine grande 530 x 470 x 365mm (21 x 19 x 14") com magazine pequena
Peso	32 kg (71 lbs.) / 43 kg (95 lbs.) com opcionais
Fonte de energia	Voltagem: AC100-240v / Fase: única / Frequencia 50-60Hz Corrente: 5-2A

## Ambiente Operacional

Temperatura	15-30°C
Umidade	40-70% RH (a15°C) a15-70% RH (a 30°C) sem condensação

## Opcionais

- Unidade alimentadora opcional (magazine sobressalente não inclusa [comprar separadamente])
- Kit Unidade para veículos. • Carrinho (não está em conformidade com os requisitos da UL)

• DRYPIX Lite padrão não vem com a magazine sobressalente. Comprar a devida magazine.  
 • A magazine grande pode acomodar somente o tamanho do filme 35x43 (14x17)  
 • A magazine pequena pode acomodar tanto os tamanhos de filmes 26x36, 25x30 (10x12) ou 20x25 (8x10)  
 Para configurar o tamanho do filme no tamanho desejado é necessário o suporte do nosso pessoal técnico.  
 Uma vez que a magazine é configurada para um tamanho de filme, não poderá mudá-lo, por si mesmo, para outro tamanho diferente.  
 • Os tamanhos de filmes necessários, indicados acima, são usados nas respectivas magazines.

## Consumíveis

### Filme DI-HT para processadora Fuji Médica a Seco




• DI-HT somente para DRYPIX Lite

- 35 x 43 (14 x 17): 100 sheets/pack
- 26 x 36: 100 sheets/pack
- 25 x 30 (10 x 12): 100 sheets/pack
- 20 x 25 (8 x 10): 100 sheets/pack

## Dimensões

Unidade:mm



DRYPIX Lite ilustrado com o opcional da unidade alimentadora e 2 magazines.

Especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.  
 Todos os nomes dos produtos e das marcas são propriedades dos seus respectivos donos.  
 Em alguns países, pode ser exigido a aprovação de leis locais para importar dispositivos médicos.  
 Para disponibilidade desses produtos, favor entrar em contato com o representante de vendas.



**FUJIFILM**

FUJIFILM do Brasil Ltda.

Avenida Paulista, 2421 - 10º andar - Salas 1, 3, 5, 6, 7 e 8 - São Paulo, SP  
 Tel.: (11) 5091-4000 | www.fujifilm.com.br

MANUFACTURER:  
 FUJIFILM Corporation  
 26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN

CE European Authorized Representative:  
 FUJIFILM Europe GmbH  
 Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

ANVISA 80022060027

Ref. No. XB-1002E (SK-12-01-F1079) Printed in Japan © 2012 FUJIFILM Corporation